

DEFIBRILLATOREN HAUPTPRODUKTE



Produktinformation/Beschreibung 2020

Bestellnummer: **AED-HS-SAM360P**

Beschreibung: **HeartSine samaritan PAD 360P Erste-Hilfe-Defibrillator, mit automatischer Schockabgabe inkl. 8 J. Herstellergarantie und komplettem Zubehör**

Kurztext: Ersthelfer- und Laien-Defibrillator PAD 360P (AED) zur Behandlung von Betroffenen des plötzlichen Herztodes für gewerbliche und private Nutzung. Automatische Schockabgabe. Inklusive komplettem Zubehör.

Kostenlose Serviceleistungen:

- Erste-Hilfe-Notfallposter
- Online-Schulung mit Zertifikat
- Lieferung an den Bestimmungsort (innerhalb Deutschlands)
- Wiederaufbereitung nach einem Einsatz (ohne Verbrauchsmaterialien)
- Teilnahme am Forward Hearts Programm
- Software-Updates (falls erforderlich)
- Defi-Standortaufkleber
- 24 Std. Austauschservice (bei Bedarf)
- Registrierung auf der globalen Defi-Standort-Notfall-App von CISALI = Citizens Save Lives (Bürger retten Leben)
- Erstinbetriebnahme und ggfs. Einweisung nach MPBetreibV (für betroffene Berufsgruppen)

Besondere Produktmerkmale:

- Statusanzeige für Batterie und Elektroden
- Klein, sehr leicht (nur 1,1 kg), inkl. eingelegter Batterie- und Elektrodenkassette (PAD-PAK Kassette)
- IP56 Schutzklasse gegen Staub-, Spritz- und Schwallwasser
- Intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung
- Integrierter Datenspeicher (mit USB Anschluss)
- Wartungsfrei, sofern Sie nicht der MPBetreibV unterliegen
- In über 30 Sprachversionen erhältlich mit Luftfahrt- und Militärzulassung (auch für Lithium-Ionen-Batterie)
- Metronom und Kurzanleitung zur Durchführung der Herzdruckmassage

Produktbeschreibung:

Wie alle anderen Defibrillatoren dieser Klasse ist das PAD360 Gerät kinderleicht zu bedienen, vollzieht und garantiert eine sichere und rasche (< 8 Sekunden) Analyse des Herzrhythmus. Mit Hilfe der patentierten SCOPE™ biphasischen Technologie passt sich der Defibrillator unterschiedlichen Patientenimpedanzen an und benötigt lediglich max. 200 J für eine effiziente Schockbehandlung. Der PAD 360P (SAM360P) löst den Schock nach der Ansage „...Der Schock wird in 3...2...1... ausgelöst!“ selbständig aus. Beim PAD 350P (SAM350P) wird dieser durch das Drücken der aufleuchtenden Schocktaste ausgelöst. Anschließend wird der Helfer aufgefordert, mit der Herzdruckmassage zu beginnen, die das Gerät durch einen Signalton (Taktgeber) begleitet. Der integrierte Speicher sichert die Daten für eine spätere Auswertung.

MedX5 GmbH & Co. KG

Humboldtstr. 9
D-86316 Friedberg/Bay.

Tel: +49 821 907800 0
Fax: +49 821 907800 80

E-Mail: info@medx5.com
www.medx5.de

DEFIBRILLATOREN HAUPTPRODUKTE



Produktinformation/Beschreibung 2020

Weitere Informationen

Anwendung

IP56

Austausch PAD-PAK

Es kann überall, zu jeder Zeit und an jedem Ort passieren.
Der Tod muss warten

Ein Überlebender berichtet

Reanimations-Defibrillator 500P

Links

<https://youtu.be/fm5o9P7duZc>

<https://youtu.be/TZZvACs7wro>

<https://youtu.be/ALPL2PVM55c>

<https://youtu.be/xawaqYAybwo>

<https://youtu.be/xawaqYAybwo>

<https://youtu.be/k1LdJJ90aul>



Abb. AED-HS-SAM360P



NEU! Optional mit WiFi Anbindung

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Langzeit Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder, 4 Jahre haltbar
- Doppeltrageschutzhülle mit Zubehör
- Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung
- Kostenfreie Online-Schulung und Standortregistrierung

Machen Sie den Defibrillator Standort gut erkennbar, zum Beispiel mit reflektierendem Winkelschild.

MedX5 GmbH & Co. KG

Humboldtstr. 9
D-86316 Friedberg/Bay.

Tel: +49 821 907800 0
Fax: +49 821 907800 80

E-Mail: info@medx5.com
www.medx5.de